


ABUTMENT INDIVIDUALI

“Il dente Digitale”

IL Design



L'INNOVAZIONE



CARATTERISTICHE

Individualizzazione

Design unico adattato ad ogni situazione

Parallelismo e compensazione della divergenza

Tramite il software di progettazione Cad si ottengono risultati ottimali anche in caso di forte divergenza

Profilo di emergenza

Il design Cad permette di controllare completamente la zona transmucosa e il profilo gengivale


Accoppiamento

Alta precisione grazie al controllo della produzione tramite software Cad e Cam

ABUTMENT INDIVIDUALI

La sistematica Cad-Cam rappresenta un modo veloce ed efficiente per la realizzazione e produzione degli abutment.

Grazie a processi supportati dal software cad si ottengono abutment **altamente precisi** e individualizzati per tutte le piattaforme implantari



MATERIALI

- Titanio (single-piece) con connessione in titanio
- Zirconia (Single-piece) con connessione in zirconia per fixture con esagono esterno
- Zirconia (incollati) con connessione in titanio per fixture con esagono interno



in continuo movimento...

Follow us on Facebook., Google+, LinkedIn



ESALINE
LABORATORIO
ODONTOTECNICO

Via Cristoforo Colombo 5
40017, San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel e Fax 051- 827789 o 051- 826651
info@esaline.eu