

OVERDENTURE

“L'arte con le mani”

Il segreto che non si vede



LA TRADIIZIONE





CARATTERISTICHE

Soluzioni personalizzate

La presenza di una o più radici nel paziente conserva la memoria propriocettiva e la possibilità di ancorarsi ad esse migliora la stabilità e quindi la funzione masticatoria.

Confort

I diversi tipi di ancoraggio a radici residue o con dispositivi implantari restituisce al paziente, anche con creste fortemente riassorbite, un massimo confort.

Estetica

L'eccellenza del risultato è nella perfetta metamorfosi tra parti fisse e rimovibili.

OVERDENTURE

Su due o più radici si possono inserire dispositivi ritentivi

- singoli a palla o similari
- semplici cappette a protezione del moncone residuo



BARRE

L'unione fa la forza. Unire elementi naturali o implantari garantisce una stabilità nel tempo e una giusta distribuzione dei carichi occlusali.

La possibilità di sostituire i sistemi ritentivi mantiene inalterata la ritenzione delle protesi nel tempo.



CONOMETRICHE CON GALVANO

Questo sistema ritentivo è consigliato in tutti quei casi dove i monconi non danno sufficiente garanzia per un fissaggio tradizionale. La protesi ha una grande reversibilità anche dopo l'eventuale perdita di un elemento dentale.



in continuo movimento...

Follow us on Facebook., Google+, LinkedIn



ESALINE
LABORATORIO
ODONTOTECNICO

Via Cristoforo Colombo 5
40017, San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel e Fax 051- 827789 o 051- 826651
info@esaline.eu